

ISTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CABLURI DE CONEXIUNE ÎNTRE PLĂCI ELECTROBISTURIURI

DESCRIERE ȘI INDICAȚII

Ambalajul în care se vinde produsul **NU ESTE STERIL**.

CABLURI DE CONEXIUNE PENTRU PLĂCI DE UNIC FOLOSINȚĂ PENTRU ELECTROCHIRURGIE CU RACORDURI TIP CAPS

Cablurile sunt dotate cu racorduri tip clemă la capătul celălalt, cu diferiți conectori care fac ca aceste cabluri să fie compatibile cu multe tipuri de bisturiu electric.

MODELELE F7902 – F7902-S – F7904

Cablu de conexiune cu racord Jack mono Ø 6,3 mm

MODELELE F7903

Cablu de conexiune cu racord tip Valleylab

MODELELE F7902/4

Cablu de conexiune cu bornă tatat Ø 4,0 mm

MODELELE F7902/24

Cablu de conexiune cu 2 borne tatat Ø 4,0 mm

MODELELE F7903/F

Cablu de conexiune cu racord tip Valleylab pentru modele Force 1-2-4-4B

CABLURI DE CONEXIUNE PENTRU PLĂCI REUTILIZABILE PENTRU ELECTROCHIRURGIE CU RACORD MAMĂ 4 MM

Cablurile sunt dotate cu borne de siguranță 4 mm pentru conectarea la plăci și la capătul celălalt, cu diferiți conectori, care fac ca aceste cabluri să fie compatibile cu multe tipuri de bisturiu electric.

MODELELE F7922 – F7924

Cablu de conexiune cu racord Jack mono Ø 6,3 mm

MODELELE F7923

Cablu de conexiune cu racord tip Valleylab

MODELELE F7922/4

Cablu de conexiune cu bornă tatat Ø 4,0 mm

MODELELE F7922/24

Cablu de conexiune cu 2 borne tatat Ø 4,0 mm

MODELELE F7923/F

Cablu de conexiune cu racord tip Valleylab pentru modele Force 1-2-4-4B

MOD DE UTILIZARE

Verificați ca ambalajul, cablurile și conexiunile acestora să fie intacte: în cazul constatării unor deteriorări și defecte vizibile, nu utilizați produsul.

Conectarea cablurilor cu clemă :

- ridicați mica pârghie mobilă aflată pe partea din plastic albastru a clemei
- introduceți racordul plăcii de unică folosință în interiorul receptaculului prezent pe partea din plastic albastru a clemei
- readuceți pârghia în poziție de repaus

Conectarea cablurilor cu pini conectori tatat 4 mm

- Conectați pinii la găurile aflate pe placă.



- În timpul introducerii, învelișul de protecție aflat pe vârful pinului se retrage, astfel încât să permită conectarea cu placa

AVERTIZĂRI

- Conectați clema la racordul plăcii de unic folosință, acordând atenție sporită poziționării clemei în afara zonei acoperite cu gel
- **Produsul este furnizat nesteril**
- Aparatele și plăcile utilizate cu acest produs trebuie să fie conforme cu normele în vigoare

NB: Dispozitivele trebuie să fie conectate și puse în funcțiune de personal calificat

- Nu deconectați niciodată cablurile trăgând direct de corpul cablului

CURĂȚAREA

Curățarea cablurilor poate fi efectuată cu o cârpă moale, îmbibată în soluție dezinfectantă.

DURATA DE VIAȚĂ A PRODUSULUI

Durata de viață a produsului este dată de numărul de utilizări și de starea de întreținere și păstrare a produsului. Imediat ce observați deteriorări ale materialelor, produsul trebuie aruncat.

DEPOZITAREA

Ambalajul trebuie depozitat la o temperatură cuprinsă între 0°C și 50°C și la o umiditate relativă cuprinsă între 20% și 80%.

GARANȚIA ȘI LIMITĂRILE

FIAB SpA garantează că produsul este conform cerințelor Directivei 93/42/CEE și că a fost fabricat conform procedurilor Sistemului de Calitate certificat ISO 13485. Nu va putea fi imputat nicio răspundere producătorului, care nu va fi obligat să acorde despăgubiri pentru cheltuielile medicale sau pentru daunele directe sau indirecte, ce rezultă din nefuncționarea sau anomaliile modelelor menționate mai sus, în cazul în care produsele sunt utilizate în mod diferit față de prevederile acestor instrucțiuni de utilizare. Se recomandă informarea imediată a Serviciului de Asigurare a Calității al FIAB pentru orice funcționare defectuoasă sau defect, despre care veți avea cunoștință, cu privire la acest dispozitiv.

ELIMINAREA (CA DE EU)

Deeurile ce provin de la unitățile medicale trebuie eliminate conform normelor în vigoare.

Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine italiană și engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba italiană /engleză în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT
MARCU ALINA BIANCA

Traducător și Interpret Autorizat
MARCU ALINA BIANCA
Aut. M.J. Nr. 31329 / 2011
Limbile Engleză - Italiană

CartoMed
echipamente medicale și consumabile